

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

EQUIPAMENTOS MICROMED

LINHA AIR

ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL SEM FIO

WINCARDIO – ERGOPC13 – ERGOPC ELITE



Sistema de transmissão via Bluetooth para distâncias de até 10 metros entre o paciente e o computador;

Bateria interna recarregável com utilização de até 10 horas de exame;

Carga sem fio através de acoplamento magnético com a base;

Cabo de paciente da linha Air não possui cabo tronco, garantindo leveza, praticidade e maior conforto ao paciente, ao médico e as auxiliares;

Conector do cabo com engate rápido e resistente, garantindo 100.000 ciclos de conexão e desconexão;

